

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sgcb (Beta-Sarcoglicano) Per Wb, Elisa - Q16585

Numero articolo: CM0029189

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SGCB umano (beta-sarcoglicano). Validato per WB ed ELISA, riconosce umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso sarcoglicano nella ricerca sulle distrofie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SGCB Rabbit pAb
Note/Alias	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6443
GenelD	6443
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 94-318 di SGCB umano (NP_000223.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16585
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio