

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sgce Per Wb, Elisa - 043556

Numero articolo: CM0029784

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la SGCE umana (epsilon-sarcoglycano), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio del complesso distrofina-glicoproteina e il suo ruolo nelle distrofie muscolari e nei disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	SGCE Rabbit pAb
Note/Alias	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8910
GeneID	8910
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 della SGCE umana (NP_003910.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	043556
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio