

Anticorpo Policlonale Anti-Sgk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Numero articolo: CM0013455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SGK1 umano (chinasi 1 regolata da siero/glucocorticoidi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione dei canali ionici e la risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SGK1 Rabbit pAb
Note/Alias	SGK; SGK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6446
GeneID	6446
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 172-431 di SGK1 umano (NP_005618.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O00141
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio