


Anticorpo Policlonale Anti-Sgk3 Per Wb, Elisa - Q96Br1

Numero articolo: CM0026687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SGK3 umana (CISK/SGKL), reattivo con uomo e topo. Adatto per Western blotting ed ELISA. Il target è una serina/treonina chinasi che regola i canali ionici e la crescita cellulare. Rilevata banda da 57 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-SGK3
Note/Alias	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23678
GeneID	23678
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della SGK3 umana (NP_037389.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96BR1
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio