

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sgms1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Numero articolo: CM0021446

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SGMS1 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per studi sulla sintesi della sfingomielina, sull'apparato di Golgi e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SGMS1 Rabbit pAb
Note/Alias	MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	259230
GeneID	259230
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 di SGMS1 umano (NP_671512.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q86VZ5
Peso molecolare	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio