


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sgol1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Fbb7

Numero articolo: CM0022462



introduzione

SGOL1 Rabbit pAb (policlonale, Rabbit, WB/IF/ICC/ELISA, Uomo/Mouse/Ratto) bersaglia Shugoshin 1 (Q5FBB7), un regolatore chiave della coesione mitotica. Per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SGOL1 Rabbit pAb
Note/Alias	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	151648
GeneID	151648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-100 di SGOL1 umano (NP_612493.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q5FBB7
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio