

Anticorpo Policlonale Anti-Sgpl1 Per If-P, Ihc-P, Elisa - 095470

Numero articolo: CM0026481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SGPL1 umana (S1P liasi). Convalidato per IF-P, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli sfingolipidi e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SGPL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SPL; S1PL; NPHS14
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8879
GeneID	8879
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95470
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio