

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sgpl1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - O95470

Numero articolo: CM0009714



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SGPL1 per WB, IF, IHC-P, ELISA. Riconosce SGPL1 umano, murino e di ratto (64 kDa). Essenziale per la ricerca sul metabolismo degli sfingolipidi, sull'apoptosi e sull'omeostasi lipidica. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio anti-SGPL1
Note/alias	SPL; S1PL; NPHS14
Specie	Umano
GeneID (umano)	8879
GeneID	8879
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 301-400 di SGPL1 umano, NP_003892.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O95470
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio