

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sgpl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95470

Numero articolo: CM0015790



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SGPL1 umano (Sphingosine-1-phosphate lyase 1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei lipidi e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SGPL1 Rabbit pAb
Note/Alias	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8879
GeneID	8879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-390 di SGPL1 umano (NP_003892.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95470
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio