

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sgsh Per Wb E Elisa - P51688

Numero articolo: CM0028373



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SGSH umana (N-solfoglucosamina solfoidrolasi), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SGSH Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
Specie	Uomo
Gene ID	6448
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-502 della SGSH umana (NP_000190.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51688
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio