


Anticorpo Policlonale Anti-Sgta Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43765

Numero articolo: CM0029984



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-SGTA di Coniglio validato per applicazioni di Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva il co-chaperone SGTA umano coinvolto nel controllo di qualità delle proteine e nell'inserimento delle proteine a coda ancorata. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SGTA Rabbit pAb
Note/Alias	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6449
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di SGTA umano (NP_003012.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O43765
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio