


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sh2D1A Per Wb, If/Icc, Elisa - O60880

Numero articolo: CM0014322



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio SH2D1A validato per Western blot (WB), Immunofluorescenza/Immunocitochimica (IF/ICC) ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani e murini. Mira alla proteina associata a SLAM (SAP), un adattatore citoplasmatico di 14 kDa. Ideale per la ricerca sulle cellule NK e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SH2D1A
Note/Alias	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTCP1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Specie	Umano
GeneID	4068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di SH2D1A umano (NP_002342.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O60880
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio