


Anticorpo Policlonale Anti-Sh3Bp2 Per Wb, Elisa - P78314

Numero articolo: CM0017191



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting SH3BP2 umano (3BP2). Convalidato per Western blot e ELISA, mostra reattività crociata con esseri umani e topo. L'immunogeno ricombinante garantisce il riconoscimento specifico della proteina legante il dominio SH3 2 negli studi di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SH3BP2 Rabbit pAb
Note/Alias	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 392-561 di SH3BP2 umano (NP_001116153.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P78314
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio