

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sh3GL1 Per Wb, Elisa - Q99961

Numero articolo: CM0027225

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SH3GL1 umano (Endofila-A2). Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto e scimmia. Adatto per studi di endocitosi e traffico di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SH3GL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6455
ID gene	6455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 219-368 di SH3GL1 umano (NP_003016.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q99961
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio