


Anticorpo Policlonale Anti-Sh3GL2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99962

Numero articolo: CM0026142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SH3GL2 umano (Endofolina-A1), validato per WB, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per lo studio dell'endocitosi mediata da clatrina e dello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SH3GL2 Rabbit pAb
Note/Alias	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6456
GeneID	6456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di SH3GL2 umano (NP_003017.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99962
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio