


Anticorpo Policlonale Anti-Sh3GL3 Per Wb, Elisa - Q99963

Numero articolo: CM0026446



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta SH3GL3 (Endofilina-A3) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di uomo, topo e ratto. L'immunogeno proteico ricombinante a lunghezza intera garantisce specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	SH3GL3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6457
GeneID	6457
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di SH3GL3 umana (NP_003018.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99963
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio