


Anticorpo Policlonale Anti-Sh3Pxd2A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Numero articolo: CM0027011



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SH3PXD2A (FISH, TKS5). Convalidato in WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con uomo e topo. Ideale per studi su invadopodi, podosomi e invasività tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SH3PXD2A Rabbit pAb
Note/Alias	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	9644
GeneID	9644
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 806-1105 di SH3PXD2A umano (NP_055446.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q5TCZ1
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio