


Anticorpo Policlonale Anti-Shank2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upx8

Numero articolo: CM0023681



Introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SHANK2 (proteina con dominio SH3 e ripetizioni multiple di ankirina 2) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sull'organizzazione sinaptica e i disturbi dello spettro autistico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHANK2 Rabbit pAb
Note/Alias	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22941
GeneID	22941
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 della SHANK2 umana (NP_036441.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPX8
Peso proteico	201 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio