

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sharpin Per Wb, Elisa - Q9H0F6

Numero articolo: CM0016554



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SHARPIN umano (SIPL1), per WB ed ELISA. Rileva SHARPIN nell'uomo, nel topo e nel ratto. Banda prevista di 40 kDa. Indicato per la ricerca sulla segnalazione NF-kappa-B, sull'infiammazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SHARPIN Rabbit pAb
Note/alias	SIPL1; SHARPIN
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	81858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 di SHARPIN umano (NP_112236.3?).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H0F6
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante