

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Shb Per Wb, Elisa - Q15464

Numero articolo: CM0007634

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro SHB umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla trasduzione del segnale, angiogenesi e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHB Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	bA3J10.2; SHB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6461
GeneID	6461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 409-509 di SHB umano (NP_003019.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15464
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio