

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Shb Per Wb, Elisa - Q15464

Numero articolo: CM0014857

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SHB di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina adattatrice contenente il dominio SH2 B nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHB Rabbit pAb
Note/Alias	bA3J10.2; SHB
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	6461
ID gene	6461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di SHB umano (NP_003019.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15464
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante