

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Shbg Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Numero articolo: CM0029574



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SHBG umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto degli ormoni e sui processi mediati dai recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHBG Rabbit pAb
Note/Alias	ABP; SBP; TEBG; SHBG
Specie	Umano
GeneID (umano)	6462
GeneID	6462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-170 dello SHBG umano (NP_001031.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04278
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio