


Anticorpo Policlonale Anti-Shc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29353

Numero articolo: CM0030697



introduzione

SHC1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina SHC1 in campioni umani, di topo e di ratto, bersagliando l'adattatore di segnalazione nelle vie dei fattori di crescita e Ras.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHC1 Rabbit pAb
Note/Alias	SHC; SHCA; SHC1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6464
ID gene	6464
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di SHC1 umano (NP_001189788.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29353
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio