

Anticorpo Policlonale Anti-Shc4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6S5L8

Numero articolo: CM0027138

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per SHC4 umano (RaLP/hShcD). Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva SHC4 umano e murino, una proteina adattatrice specifica del melanoma coinvolta nella migrazione e invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome prodotto	SHC4 Rabbit pAb
Note/Alias	RaLP, SHCD, SHC4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	399694
ID gene	399694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di SHC4 umano (NP_976224.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6S5L8
Peso molecolare proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio