

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Shh Per Wb, Elisa - Q62226

Numero articolo: CM0024348



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina Sonic hedgehog (SHH) del mouse, validato per WB ed ELISA. Adatto per campioni di topo, umano e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dello sviluppo e della funzione dei morfogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Hx; Dsh; Hhg1; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
Specie	Mouse
GeneID	20423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 187-281 di SHH del mouse (NP_033196.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q62226
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio