

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Shmt2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

Numero articolo: CM0018067



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SHMT2 per WB, IHC-P, ELISA. Rileva SHMT2 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sul metabolismo a un carbonio, sulla funzione mitocondriale e sulla biosintesi del timidilato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] SHMT2 pAb di coniglio
Note/alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6472
ID del gene	6472
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-504 di SHMT2 umano (NP_005403.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P34897
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Ghiaccio