


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Shoc2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Numero articolo: CM0028899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SHOC2 umano, una proteina scaffold con ripetizioni ricche di leucina nella via MAPK. Adatto per western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SHOC2 Rabbit pAb
Note/Alias	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8036
GeneID	8036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di SHOC2 umano (NP_031399.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ13
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio