

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Shox Per Wb, Elisa - 015266

Numero articolo: CM0022434

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SHOX umano (proteina homeobox della bassa statura). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Progettato per studi sulla crescita e sullo sviluppo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHOX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6473
Gene ID	6473
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-110 di SHOX umano (NP_000442.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15266
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio