

Anticorpo Policlonale Anti-Shox2 Per Wb, Elisa - 060902

Numero articolo: CM0026953

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SHOX2 umano, validato in WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione dello sviluppo e dell'elaborazione neurale somatosensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHOX2 pAb coniglio
Note/Alias	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6474
GeneID	6474
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60902
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio