

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Shp1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Numero articolo: CM0003325



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SHP1 di alta qualità convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva SHP1 umano, murino e ratto (P29350). Ideale per la ricerca sulla segnalazione immunologica e l'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SHP1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5777
GeneID	5777
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 496-595 di SHP1 umano (P29350).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio