

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Shp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29350

Numero articolo: CM0016687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SHP1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con SHP1 umano, murino e di ratto (68 kDa; SWISS P29350). Ideale per lo studio della segnalazione delle fosfatasi tirosiniche nella regolazione immunitaria e nell'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SHP1
Note/alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5777
GeneID	5777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 di SHP1 umano (NP_002822.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29350
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante