


Anticorpo Policlonale Anti-Shp2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q06124

Numero articolo: CM0016595



introduzione

Anticorpo policlonale anti-SHP2 validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce crociatamente con SHP2 umano, murino e di ratto. Essenziale per lo studio della segnalazione MAPK, dell'asse PD-1/PD-L1 e della funzione delle fosfatasi oncogeniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] SHP2 Rabbit pAb
Note/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-460 di SHP2 umano (NP_002825.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q06124
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante