


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Shp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06124

Numero articolo: CM0002934



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro SHP2 umano (PTPN11), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce SHP2 umano, di topo e di ratto, ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-SHP2
Note/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5781
GeneID	5781
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SHP2 umano (Q06124).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio