


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Shp2 Per Wb, Ip, Elisa - Q06124

Numero articolo: CM0007369



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio bersaglia la proteina umana SHP2 (PTPN11), una fosfatasi chiave nella via di segnalazione MAPK. Validato per WB, IP ed ELISA, supporta la ricerca nella trasduzione del segnale e nei meccanismi patologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHP2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5781
ID Gene	5781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 502-593 di SHP2 umana (Q06124)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q06124
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio