


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Shp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06124

Numero articolo: CM0025317



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina SHP2 umana (PTPN11), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce SHP2 di origine umana, murina e di ratto. Adatto per ricerche su trasduzione del segnale, cancro e sindrome di Noonan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHP2 Rabbit pAb
Note / Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCD5; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5781
GeneID	5781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 514-593 della proteina SHP2 umana (NP_002825.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06124
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio