

Anticorpo Policlonale Anti-Shp/Nr0B2 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q15466

Numero articolo: CM0023404



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a SHP/NR0B2 (SWISS Q15466), validato per WB ed ELISA nell'uomo, topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio della segnalazione dei recettori nucleari e della ricerca sui ritmi circadiani metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHP/NR0B2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Specie	Umano
Gene ID	8431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-257 di SHP/NR0B2 umano (NP_068804.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15466
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio