

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Siae Per Wb E Elisa - Q9Hat2

Numero articolo: CM0018452

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro la SIAE (Sialate O-acetilesterasi) umana. Adatto per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'acido sialico, le interazioni cellula-cellula e la biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SIAE Rabbit pAb
Note/Alias	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Specie	Umana
GenelD (Umana)	54414
GenelD	54414
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-450 della SIAE umana (NP_733746.1)).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9HAT2
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio