

Anticorpo Policlonale Anti-Siah1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8luq4

Numero articolo: CM0020010



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIAH1 umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via dell'ubiquitina-proteasoma e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIAH1 Rabbit pAb
Note/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6477
GeneID	6477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 di SIAH1 umano (NP_001006611.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IUQ4
Peso Proteico	31 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio