


Anticorpo Monoclonale Anti-Siglec-8 Per Fc - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0010045



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-Siglec-8 umano, validato per la citometria a flusso. Ideale per rilevare Siglec-8 su eosinofili, basofili e mastociti nella ricerca sulle allergie e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano Siglec-8 mAb
Osservazioni/Alias	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; lectina 8 simile a Ig legante l'acido sialico
Specie	Umano
ID Gene	27181 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio