

Anti-Siglec-8 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Fc, Elisa - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0005750



introduzione

Anti-Siglec-8 anticorpo monoclonale di coniglio validato per WB, FC, ELISA. Reagisce con Siglec-8 umano, murino e ratto, una lectina legante l'acido sialico espressa sugli eosinofili e basofili. Ideale per la ricerca su allergie, asma e adesione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Siglec-8 Coniglio mAb
Note/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio