

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Siglec-8 Per Wb, Elisa - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0013593



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a Siglec-8 umano, un recettore di adesione degli eosinofili e dei mastociti. Adatto per WB e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Utile per la ricerca su allergie e infiammazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto  | Siglec-8 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias | SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8                                                                                              |
| Specie             | Umano                                                                                                                           |
| Gene ID            | 27181                                                                                                                           |
| Immunogeno         | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2) |
| Fonte              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria          | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione       | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Cross-reattività   | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS              | Q9NYZ4                                                                                                                          |
| Peso proteico      | 54kDa                                                                                                                           |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |