

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Siglec12 Per Wb, Elisa - Q96Pq1

Numero articolo: CM0029672

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SIGLEC12 umano (lectina di tipo immunoglobulinica legante l'acido sialico 12). Validato per WB ed ELISA, reagisce incrociato con il mouse. Immunogeno ricombinante che copre gli aa 20-210. Per la ricerca sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIGLEC12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Specie	Umano
GeneID (umano)	89858
GeneID	89858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-210 di SIGLEC12 umano (NP_443729.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	Q96PQ1
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio