

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Siglec6 Per Wb, Elisa - O43699

Numero articolo: CM0018410

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SIGLEC6 convalidato per WB ed ELISA. Rileva SIGLEC6 umano (O43699), una lectina legante l'acido sialico che media l'adesione cellulare, altamente espressa nella placenta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	SIGLEC6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 di SIGLEC6 umano (NP_942142.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O43699
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio