

Anticorpo Policlonale Anti-Siglec9 Per Wb, Elisa - Q9Y336

Numero articolo: CM0029185

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIGLEC9 umano (CD329). Adatto per Western blot e ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione delle lectine leganti l'acido sialico nelle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIGLEC9 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27180
Gene ID	27180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 210-340 di SIGLEC9 umano (NP_001185487.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y336
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio