


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sigmar1 Per Wb E Elisa - Q99720

Numero articolo: CM0017391



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SIGMAR1 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano e ratto. Adatto per ricerche su malattie neurodegenerative, segnalazione del calcio e trasporto dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIGMAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-80 di SIGMAR1 umano (NP_005857.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q99720
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio