

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sik2 Per Wb, Elisa - Q9H0K1

Numero articolo: CM0026109

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SIK2 umano (Q9H0K1), diretto contro gli amminoacidi 827-926. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIK2 Rabbit pAb
Note/Alias	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1I; SIK2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23235
ID gene	23235
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 827-926 di SIK2 umano (NP_056006.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0K1
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio