

Anticorpo Policlonale Anti-Sik3 Per Wb Ed Elisa - Q9Y2K2

Numero articolo: CM0028952



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SIK3 validato per Western blot ed ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia la serina/treonina chinasi SIK3 coinvolta nella segnalazione mTOR e nella differenziazione dei condrociti. Adatto per la ricerca sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIK3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23387
GeneID	23387
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 60-310 di SIK3 umana (NP_079440.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2K2
Peso proteico	145kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio