

Anticorpo Policlonale Anti-Sim2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q14190

Numero articolo: CM0012919

introduzione

Validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. SIM2 è un fattore di trascrizione bHLH critico per lo sviluppo del SNC. Ideale per studi di neuroscienze e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-SIM2
Note/Alias	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6493
ID Gene	6493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 342-525 di SIM2 umano (NP_005060.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14190
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio