

Anticorpo Monoclonale Anti-Sin3A Per Wb, Elisa - Q96St3

Numero articolo: CM0006919

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Sin3A umano (SWISS: Q96ST3) per applicazioni WB ed ELISA. Reattività crociata convalidata con umano e topo. Ideale per studi di regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sin3A Rabbit mAb
Note/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Specie	Umano
ID Gene	25942
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Sin3A umano (NP_056292.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96ST3
Peso Proteico	145kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio