

Anticorpo Policlonale Anti-Sin3A Per Wb, Elisa - Q96St3

Numero articolo: CM0013276

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Sin3A convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con Sin3A umana e di ratto (~145 kDa). Adatto per studi sulla cromatina, sul ritmo circadiano e sullo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sin3A Rabbit pAb
Note/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	25942
GeneID	25942
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-120 della Sin3A umana (NP_056292.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q96ST3
Peso proteico	145kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio